

TW medisana HB 310 雙人法蘭絨電熱毯

儀器和控制項



符號說明

請勿在折疊時使用電熱毯！

請勿刺破電熱毯！

不適用於 3 歲以下孩童！

電熱毯最高可用 30°C 的溫和洗滌程序進行清洗！

不可漂白！

請勿將電熱毯放入烘乾機進行乾燥！

請勿熨燙電熱毯！

不可乾洗！

重要！
不依照本說明可能會導致儀器嚴重的損傷或損壞。

警告
請務必遵守警告說明以避免使用者受傷。

小心
請務必遵守本說明，以免儀器損壞。

附註
本附註提供安裝或操作相關的必要附加資訊。

防護等級 II

批號

製造商

回收標記/代碼：此用於提供材料以及其正確使用和回收的相關資訊。

48148(GY)-48805(BL)_HB 310_manual_GB_TW_202312_L3

TW 安全說明

請在使用本儀器之前仔細閱讀本說明書，尤其是安全說明，並保留說明書以備將來使用。如果您要將本儀器轉交給其他人，務必同時移交本說明書。



- 本儀器僅能用於說明書中所述的預期用途，用於任何其他用途將導致保固失效。
- 本儀器不得用於商業或醫療用途。

關於電源

- 將本儀器與電源連接之前，請確保銘牌上所標示的電源電壓與您的主電源相容。
- 使用電熱毯時，請勿覆蓋控制開關，或將開關放置在電熱毯的上方或下方。
- 請勿將主電源線靠近加熱表面。
- 切忌使用主電源線將電熱毯提起、拉動或翻轉，同時應避免電線發生纏繞。
- 若落入水中，切勿觸碰。請立即拔下本儀器的主電源插頭。
- 請勿將控制器或導線暴露於各類溼氣環境下。
- 電熱毯僅能使用隨附的控制器進行操作。

特定對象

- 禁止使用於嬰兒。
- 禁止使用於癱瘓者及對溫度感覺遲鈍者，例如孕婦，糖尿病患等。
- 禁止使用於熟睡者或無意識患者。
- 請勿將電熱毯用於孩童、失能人士、熟睡或對溫度感覺遲鈍者（對於過熱無法反應的人）。
- 本儀器可供八歲以上孩童，以及在生理、感官或心智上能力減退，或缺乏經驗和知識的人士使用，但必須在使用本儀器時，接受安全使用的監督或指導，並理解其相關的危險性。
- 本儀器不應作為孩童遊樂之用。
- 由於三歲以下孩童對於過熱無法反應，禁止使用本儀器。
- 三歲以上孩童如需使用本電熱毯，則必須充分教導孩童控制器的正確使用方式，或由該父母或法定監護人對控制器進行適當調整。
- 三歲至八歲孩童可在有人看護的情況下使用本儀器，同時將控制器設置在最低溫度。
- 如果未能妥善擺放，本儀器的電線和控制器可能會發生纏繞、勒頸、絆倒或踩踏的風險。使用者應確保電源線能夠安全擺放。
- 如果您對健康問題有任何疑慮，在使用電熱毯之前請向醫生諮詢。
- 請勿在身體腫脹、受傷或發炎的部位使用本電熱毯。
- 如果您感到肌肉和關節的持續性疼痛，請向醫生說明。持續性疼痛可能是重大疾病的一種症狀。
- 如果您佩戴心律調節器，請注意本電器產品所產生的電磁場，在某些情況下可能會對心律調節器的功能造成干擾。因此，在使用本產品之前，請向醫生以及心律調節器的製造商諮詢並獲取建議。
- 如果您在使用本儀器時感到任何疼痛或不適，請立即停止使用。

操作儀器

- 請務必按照使用說明書中的用途使用本儀器。如使用不當，所有保固權利將會失效。
- 每次使用前，請仔細檢查電熱毯是否磨損或損壞。
- 如果發現電熱毯、開關或電線有磨損、損壞或不當使用跡象，或者儀器無法正常運作，則請勿使用。
- 請勿於易燃環境下，或鄰近充滿氧氣及氧氣儲存設備旁使用。
- 請勿坐或壓在熱敷墊上。
- 請勿以強力壓折及扭曲方式使用或收納熱敷墊。
- 請勿以拉扯電線方式拔去插頭。
- 請勿以別針或其他金屬物品固定熱敷墊，以避免觸電。
- 在使用過程中請勿折疊或弄皺電熱毯。
- 請勿刺穿電熱毯，或將安全別針等其他尖銳物品固定在電熱毯上。
- 切忌在無人看護的情況下使用本電熱毯。
- 本儀器僅供個人用途，非醫院內使用。
- 電熱毯開放時，請勿入睡。
- 長時間高溫使用電熱毯可能導致皮膚灼傷。
- 電熱毯上請勿覆蓋任何鋪墊。
- 請勿坐在電熱毯上。反之，應將電熱毯放置或蓋在需要取暖的身體部位上。
- 如果在可調節的床上使用本儀器，請檢查毯子和電線是否卡住或絆住，例如在轉軸處。
- 請勿在潮濕的情況下使用電熱毯，僅可在乾燥的環境中使用（不要在浴室或類似的環境中使用）。
- 請勿在純氧環境中使用。
- 在任何使用設定下都有可能發生灼傷。請時常檢查產品下方的皮膚狀況。
- 使用時請將本產品至於需要加溫的部位上方，不可壓在身體下。

- 本產品僅適用於交流電110伏特，不使用時請拔下插頭。並請勿搭配發電機電源轉換器、逆變器使用。
- 使用本產品時請勿於皮膚上任何塗敷藥、油膏或軟膏等產品，可能會導致灼傷。
- 收藏時請寬鬆綁住電源線。緊繃可能會造成產品電源線及內部零件損壞。

保養及清潔

- 您僅能對本儀器進行清潔。為避免危險，切忌自行修理本儀器。請聯絡客戶服務中心。
- 請勿讓兒童在無人看護的情況下進行清潔和使用者保養。
- 如果電源線損壞，僅可由 medisana、授權經銷商或合格人員進行更換，以免危險。
- 損壞的電源線必須以相同型號加以替換。
- 如果發生故障，請勿自行嘗試修理本儀器。僅可由授權的專業經銷商或其他合格人員進行維修。
- 存放電熱毯時，請先讓其冷卻，然後平鋪在乾淨且乾燥的地方。
- 請勿將任何物體覆蓋或壓在本儀器上進行存放，以免產生壓痕。

供應範圍

請先檢查儀器是否完整以及是否有任何形式的損壞。如有疑問，請勿使用該儀器並聯絡您的經銷商或服務中心。本儀器包括以下零件：

- 1件 **medisana HB 310 雙人法蘭絨電熱毯**
- 1個可拆卸式控制器
- 1份說明書

如果您在打開包裝的過程中發現任何運輸損壞，請立即聯絡您的經銷商。

警告
請務必將塑膠包裝放在兒童無法觸及的地方！窒息風險！

操作說明

1. 找到產品上的電源線連接器。
 2. 在將控制器電源連接產品之前，請勿將電源線插入牆上的電源插座。
 3. 請先連接電熱毯與控制器的連接器，確保相互緊密接合，再插入電源插座。
 4. 請將主電源插入 110V 交流插座，按住電源按鈕 **1** 一秒即可開啟電熱毯。
 5. 幾分鐘後，您就能明顯感受到電熱毯的熱度。
 6. 按下溫度等級+按鈕 **2** 和 溫度等級- **3** 來選擇所需的溫度設定（預設的溫度度數為 5）。
- 溫度度數：
- | | |
|---------|---------|
| 1~2：低溫 | 3~4：溫暖 |
| 5~7：中高溫 | 8~10：高溫 |
7. 按下預設時間+ 按鈕 **4** 和 預設時間- 按鈕 **5** 來調整自動斷電時間。自動斷電時間可調整為一至八小時（預設的自動斷電時間為一小時）。

警告
當可能長時間使用電熱毯時或在入睡的情況下，請將控制器溫度等級調整至1。

插頭注意事項

本儀器配有極性插頭（一側插片比另一側插片寬）以作為安全功能。這種插頭只能以單一方向插入極性插座。如果插頭不能完全插入插座，請將插頭反轉。如果仍然無法插入，請聯絡合格電工。請勿繞過此安全功能。

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
中繼線	○	○	○	○	○	○
插接器組	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
控制器、 塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
X電容	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

清潔和維護

- 在清潔電熱毯之前，請先將主電源插頭拔出插座，並使其冷卻至少十分鐘。
- 本電熱毯配有可拆卸的控制器。
- 請從電熱毯上的插頭拔下連接線，即可拆下控制器。
- 電熱毯可用乾式清潔（使用軟毛刷），或按照產品標籤上的說明進行。
- 切忌使用強力清潔劑或硬毛刷。
- 進行乾燥時，請將電熱毯平鋪在吸濕的毛巾或襯墊上。
- 電熱毯在完全乾燥後方可再次使用。請以正確方式將控制器重新連接到電熱毯上。
- 請定期整理電線。
- 請將本儀器平鋪在乾淨且乾燥的地方加以存放，上面不要覆蓋或放置任何物品。

廢棄處理

本產品不得隨一般垃圾一起處理。所有使用者都有義務將所有電氣或電子設備（無論它們是否包含有害物質）上交到收集點，以便按照環保的方式處理。有關處理的資訊，請諮詢當地政府或供應商。



技術規格

名稱及型號：	medisana HB 310 雙人法蘭絨電熱毯
電源：	110V 60Hz
加熱輸出：	145W
自動斷電：	約 60 分鐘後
尺寸：	約 180 x 150 cm
重量：	約 1.7 kg
操作條件：	僅根據使用說明書 在乾燥房間內使用
存放條件：	平鋪於乾淨且乾燥環境
產品編號：	48148 (HB 310(GY)) 48805 (HB 310(BL))
EAN 編號：	40155 88 48148 2 (HB 310(GY)) 40155 88 48805 4 (HB 310(BL))

根據我們針對產品持續改善的政策，我們保留技術及設計變更的權利，恕不另行通知。

保固及維修條款

如需在保固範圍內提出保固申請，請聯絡您的經銷商或服務中心。如果本儀器需要退貨，請附上您的收據並說明具體損處。本產品適用於以下保固條款：

1. **medisana** 產品的保固期自購買日起 1 年。若要提出保固申請，必須以銷售收據或發票證明購買日期。
2. 如有材料或工藝缺陷，保固期內將予以免費排除。
3. 保固期內的維修不使儀器或所更換零件的保固期延長。
4. 以下情況不屬於保固範圍：
 - a. 由於處理不當而引起的一切損壞，例如：不遵守使用者說明書。
 - b. 由於顧客或未經授權的第三方自行修理或擅改而造成的一切損壞。
 - c. 將儀器從製造商處運送至顧客處或運送至服務中心的過程中造成的損壞。
 - d. 正常耗損的配件。
5. 即使已接受儀器的損壞可提出保固申請，該損壞導致的直接或間接後果損失本公司概不負責。